



LCR 300

CONJUNTO DE CATÉTER
DE DRENAJE EXTERNO
LUMBAR LCR300 - VENTURA



VENTURA
BIOMÉDICA

LCR 300

Alta Tecnología.

CONJUNTO
DE CATETER
DE DRENAJE
EXTERNNO LUMBAR



Registro Anvisa: 10175060019

Características:

1. La aguja Tuohy permite el direccionamiento del catéter lumbar durante su inserción. durante la inserción del catéter lumbar.
2. Hilo guía facilita la inserción del catéter lumbar.
3. El catéter lumbar puede ser fijado a la salida de la punción del espacio interapofisario a través del angulador lateral 90°.
4. Atenuador de stress evita la fractura del catéter y desconexiones.
5. La conexión luer tiene pestañas horizontales para fijación cutánea.
6. Guía metálica que facilita la inserción del catéter lumbar en el conector luer lock.
7. Catéter radiopaco.



LCR 300				
Item	D.I.	D.E.	Comprimento	Vol.
Catéter	0,75mm	1,5mm	40cm	
Bolsa				700ml
Aguja Lumbar		14G		



SAC: 0800 772 9090 - www.ventura.ind.br